容器変更のお知らせ

謹啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、このたびクラミジア・トラコマチス核酸同定(リアルタイムPCR)の検体採取容器の 変更をさせていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。 先生方にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

◆ クラミジア・トラコマチス核酸同定(リアルタイムPCR)

変更日:2015年4月より順次変更

裏面に続きます。

→ クラミジア・トラコマチス核酸同定(リアルタイムPCR)

			·	
			新	従来
容	器 記	号 号	53	同左
容	器	名	クラミジア・トラコマチス核酸同定	同左
検	査 材	才 料	泌尿器•子宮頸部分泌物	同左
貯	蔵方	ī 法	室温	同左
有	効 期	月 限	製造後1年	同左
内		容	コバスPCRメディア	同左
内		容	スワブ(大)2本、スワブ(小)1本 *新たに検体採取用のスワブ(小)が 追加されます。	コバスPCRメディア、スワブ2本
容	器画	ú 像	1 1 1 5 6 7 4 5 6 7 5 6	