

薬剤感受性試験

系統	略語	菌種					薬剤名
		グラム陽性菌	グラム陰性菌	嫌気性菌	ストレプトコッカス ヘモフィルス	コリネバクテリウム その他	
ペニシリン系	PCG	○		○	(ストレプトのみ) ○		ペニシリンG
	ABPC	○	○	○	○	○	アンピシリン
	PIPC		○			○	ピペラシリン
	MPIPC	○					オキサシリン
セフェム系	CCL		○		(ヘモフィルスのみ) ○		セファクロル
	CFIX						セフィキシム
	CEZ	○	○				セファゾリン
	CTM	○	○		○	○	セフォチアム
	CTX		○		○		セフォタキシム
	CAZ		○	○			セフトジジム
	CZX			○			セフチゾキシム
	CPR	○	○			○	セフピロム
	CMZ	○	○	○			セフメタゾール
	CTRX				○	○	セフトリアキソン
	CFPN		○			○	セフカベン
	CFPM	○	○	○	○		セフェピム
	CZOP	○	○		○		セフォゾプラン
	CDTR	○	○		○	○	セフジトレン
	CFDN	○	○				セフジニル
FMOX	○	○	○		○	フロモキシセフ	
カルバペネム系	IPM	○	○	○			イミペネム
	MEPM	○	○	○	○	○	メロペネム
ペネム系	FRPM		○				ファロペネム
β-ラクタマーゼ 阻害剤との合剤	AMPC/CVA	○	○	○	○	○	アモキシシリン/クラブラン酸
	ABPC/SBT	○		○			アンピシリン/スルバクタム
	CPZ/SBT		○	○			セフォペラゾン/スルバクタム
	PIPC/TAZ		○	○			ピペラシリン/タゾバクタム
モノバクタム系	AZT		○		○		アズトレオナム
アミノグリコシド 系	AMK	○	○				アミカシン
	TOB		○				トブラマイシン
	GM	○	○				ゲンタマイシン
	ABK	○					アルベカシン
マクロライド系	EM	○			(ストレプトのみ) ○	○	エリスロマイシン
	CAM	○					クラリスロマイシン
	AZM				○		アジスロマイシン
リンコマイシン系	CLDM	○		○	(ストレプトのみ) ○	○	クリンダマイシン
テトラサイクリン 系	TC						テトラサイクリン
	MINO	○	○	○	○	○	ミノサイクリン
キノロン系	LVFX	○	○	○	○	○	レボフロキサシン
	CPFX		○		(ヘモフィルスのみ) ○		シプロフロキサシン
ポリペプチド系	VCM	○			(ストレプトのみ) ○		バンコマイシン
	TEIC	○					テイコブラニン
クロラムフェニコール系	CP			○	○	○	クロラムフェニコール
その他の抗生薬	FOM	○	○				ホスホマイシン
	RFP	○			○		リファンピシン
	ST	○	○		○		スルファメトキサゾール/トリメトプリム
	LZD	○					リネゾリド

グラム陽性菌・グラム陰性菌・ストレプトコッカス・ヘモフィルス・嫌気性菌は微量液体希釈法、コリネバクテリウム・その他はディスクで測定しております。