

検査内容変更のお知らせ

謹啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、下記項目につきまして、容器の変更をさせていただきます。これに伴い、一部の項目の検体必要量を変更させていただきます。
先生方にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

- ▶ ビタミンB₁(チアミン)
- ▶ セロトニン
- ▶ シクロスポリン

変更日:2016年4月より 順次

裏面に続きます。

▶ ビタミンB1(チアミン)

全血凍結検体の容器破損防止ならびに遮光の取り扱いを考慮し、遮光容器に変更させていただきます。
 なお、この変更に伴い、容器記号、有効期間およびビタミンB₁(チアミン)の検体必要量を3.1mLから1.1mLに変更させていただきます。

	新	従来
容器記号	19	7・9
容器名	遮光EDTA管(真空採血管)	7:EDTA入り真空採血管 9:ヘパリン入り(真空採血管)
容器の貯蔵方法	室温	同左
有効期間	製造後 1年6か月	製造後 2年
容器画像		

▶ セロトニン、シクロスポリン

全血凍結検体の容器破損防止のため、容器を変更させていただきます。
 なお、この変更に伴い、容器記号、有効期間およびセロトニンの検体必要量を2.1mLから1.1mLに変更させていただきます。

	新	従来
容器記号	20	7
容器名	全血凍結検体用(真空採血管)	EDTA入り真空採血管
容器の貯蔵方法	室温	同左
有効期間	製造後 1年	製造後 2年
容器画像		